

Lyne pro protège votre dos en l'accompagnant durablement pendant les efforts répétitifs, permettant de réduire la fatigue musculaire. Il protège votre dos en vous réapprenant les bons gestes et en vous avertissant lors des postures à risque.

PRÉCAUTIONS





ATTENTION : les produits Lyne doivent être impérativement lavés une première fois en machine à 30 degrés avant une première utilisation

- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur importantes ou de sources électriques avec de hauts voltages.
- Ne pas serrer trop fort les attaches pour éviter un effet garrot.
- Positionner le bas du produit sur les sous-vêtements pour éviter une abrasion due à la bande antiglisse.
- En cas d'inconfort, gêne, irritation, enlever le produit et consulter le service clients PERCKO.
- Stocker le produit à température ambiante, loin de toute source de chaleur, de préférence dans l'emballage d'origine.
- Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas prêter le produit.

COMMENT ENFILER MON LYNE PRO ?

** Si vous souhaitez utiliser les attaches sur la ceinture ou les passants du pantalon, nous vous recommandons de les fixer avant d'enfiler le produit.*

- ① Enfiler Lyne PRO comme un gilet classique, l'attache vers l'avant.
- ② Pour que Lyne PRO reste parfaitement en place vous pouvez choisir de fixer les attaches directement à votre ceinture ou aux passants de ceinture de votre pantalon (C). **Elles disposent de 2 niveaux de serrage : taille haute ou taille basse (E).**
- ③ Attraper les deux extrémités de la ceinture réglable et tirez-les vers le bas et vers l'avant (A) Le bas du gilet doit se positionner en-dessous de la ceinture.
- ④ Fermer l'attache (B).
- ⑤ Ajuster la ceinture des 2 côtés en maintenant la boucle au centre. Une bonne tension combine un maintien ferme et une liberté de mouvements. **Vous devez sentir une légère traction des épaules vers l'arrière et l'action des tenseurs sur le bas du dos (pression lombaire)** si vous effectuez une rotation du buste d'un côté puis de l'autre avec les bras tendus à l'horizontal sans bouger le bassin. Votre dos est protégé. (D)



COMMENT LYNE PRO SOULAGE VOTRE DOS ?

Le système de tenseurs breveté intégré au gilet exerce une pression sur les lombaires et tire les épaules vers l'arrière pour un réalignement constant de la colonne vertébrale.

Pendant l'effort ou pour accompagner un geste répété de nombreuses fois, Lyne PRO protège votre dos en l'encourageant à adopter les bonnes positions.

Lyne PRO ne vous bloque pas dans une posture et ne se substitue pas à vos muscles, il vous accompagne durant votre journée de travail pour vous réapprendre les bons gestes et postures. Son utilisation régulière permet de réduire la fatigue musculaire et les risques de blessure dus à une mauvaise posture.

CONTRE-INDICATIONS

- Maladies inflammatoires en phase aiguë
- Pathologies entraînant une faiblesse articulaire, tendineuse, et osseuse
- Ostéoporose
- Maladie inflammatoire aiguë ou entorse de l'épaule
- Grossesse
- Fracture / compression vertébrale non consolidée
- Entorse
- Spondylarthrite dégénérative
- Sténose du canal radiculaire
- Instabilité vertébrale (dégénérative)
- Disque dégénératif

ENTRETIEN

Lavage en machine à 30°C (cycle délicat ou synthétique), de préférence dans un sac de lavage

Ne pas utiliser de détergent, adoucissant ou de produit agressif (produits chlorés)

Essorage en machine à 700 tours/minute maximum

Sécher à l'air libre, loin d'une source de chaleur

Pas de nettoyage à sec

Pas de repassage

COMPOSITION

78% Polyamide 22% Elasthanne

Conserver cette boîte.

Pour plus d'informations concernant le port et les effets de Lyne PRO, contactez-nous sur contact@percko.com